

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PLD3



Numéro de catalogue: 17327-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17327-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11306

Numéro d'acquisition GenBank:

BC036327

Identification du gène (NCBI):

23646

Nom complet:

phospholipase D family, member 3

MW calculé

490 aa, 55 kDa

MW observés:

55 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

FC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules SH-SY5Y

IF : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Amy C Flor	29090099	Cell Death Discov	FC
Teresa R Kee	35786718	Hum Mol Genet	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17327-1-AP (PLD3 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse brain tissue using PLD3 antibody (17327-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite® 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).