

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NARG1L



Numéro de catalogue: 17427-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
17427-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 180 µg/ml by
Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG11492

Numéro d'acquisition GenBank:
BC028112

Identification du gène (NCBI):
79612

Nom complet:
NMDA receptor regulated 1-like

MW calculé
864 aa, 101 kDa

MW observés:
97-100 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB: cellules Jurkat,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17427-1-AP (NARG1L antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.