

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Vaspin



Numéro de catalogue: 17451-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17451-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 220 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11574

Numéro d'acquisition GenBank:

BC040857

Identification du gène (NCBI):

145264

Nom complet:

serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 12

MW calculé

414 aa, 47 kDa

MW observés:

47-50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu adipeux humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Feihong Yang	29730286	Biochem Biophys Res Commun	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human adipose tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17451-1-AP (SERPINA12 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.