

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ST7L



Numéro de catalogue: 17567-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
17567-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 240 µg/ml by
Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG11768

Numéro d'acquisition GenBank:
BC065501

Identification du gène (NCBI):
54879

Nom complet:
suppression of tumorigenicity 7 like

MW calculé
575 aa, 65 kDa

MW observés:
60-66 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:3000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:3000
for WB

Applications

Applications testées:
IP, WB, ELISA

Demandes citées:
CoIP, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, cellules MCF-7

IP : tissu testiculaire de souris,

Informations générales

ST7 (suppressor of tumorigenicity 7) gene has been proposed to be a tumor suppressor gene, product of which is a multi-pass membrane protein belonging to the ST7 family. ST7L (suppressor of tumorigenicity 7 protein-like) gene encodes a multi-pass membrane protein also belonging to the ST7 family, 8 isoforms produced by alternative splicing have been described. However, the molecular function of this gene product has not been determined so far.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Shaoying Yan	30176933	J Exp Clin Cancer Res	WB
Likun Zhuang	28518144	Cell Death Dis	WB, CoIP
Shengjie Li	28902356	Int J Mol Med	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17567-1-AP (ST7L antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ST7L (IP:17567-1-AP, 3ug; Detection:17567-1-AP 1:1500) with mouse testis tissue lysate 5000ug.