

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TSPYL4



Numéro de catalogue: 17576-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17576-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC009116

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop;

Identification du gène (NCBI):

23270

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:10000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

TSPY-like 4

MW calculé

414 aa, 45 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

45 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG10730

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu de cervelet de souris, tissu de cervelet de rat

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17576-1-AP (TSPYL4 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.