

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MED20



Numéro de catalogue: 17598-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
17598-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 400 µg/ml by
Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG11598

Numéro d'acquisition GenBank:
BC040950

Identification du gène (NCBI):
9477

Nom complet:
mediator complex subunit 20

MW calculé
212 aa, 23 kDa

MW observés:
28 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562, cellules HeLa

Informations générales

MED20 (Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 20) is also named as TRFP and belongs to the Mediator complex subunit 20 family. The deduced 209-amino acid protein shares 44% amino identity with Drosophila Trfp. TRFP had an apparent molecular mass of 28 kD by SDS-PAGE. It is identified TRFP as a component of an RNA polymerase II-SRB complex. The TRFP-containing complex could substitute for core RNA polymerase II in driving basal transcription from a minimal promoter.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Wen-Shuai Tang	34233190	Cell Rep	WB
Vijayalingam S S	23302885	J Virol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17598-1-AP (MED20 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.