

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DNAJC16



Numéro de catalogue: 17599-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17599-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 240 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11637

Numéro d'acquisition GenBank:

BC047363

Identification du gène (NCBI):

23341

Nom complet:

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 16

MW calculé

782 aa, 91 kDa

MW observés:

91 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yo-Hei Yamamoto	34357389	J Cell Biol	WB
Yo-Hei Yamamoto	32492081	J Cell Biol	WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17599-1-AP (DNAJC16 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.