

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ASCC3



Numéro de catalogue: 17627-1-AP

4 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
17627-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 1200 µg/ml by  
Nanodrop and 413 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG11848

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC050681

Identification du gène (NCBI):  
10973

Nom complet:  
activating signal cointegrator 1  
complex subunit 3

MW calculé  
111 aa, 13 kDa, 251 kDa

MW observés:  
251 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:2400  
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000  
for WB

## Applications

Applications testées:  
IP, WB, ELISA

Demandes citées:  
IP, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain

Espèces citées:  
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2

IP : cellules HeLa,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Goda Snieckute	36384144	Cell Metab	WB
Satoshi Hashimoto	32099016	Sci Rep	WB
Mark Stoneley	35180429	Mol Cell	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliqotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.



For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17627-1-AP (ASCC3 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-ASCC3 (IP:17627-1-AP, 4ug; Detection:17627-1-AP 1:400) with HeLa cells lysate 1080ug.