

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MON1B



Numéro de catalogue: 17638-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17638-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9920

Numéro d'acquisition GenBank:

BC024277

Identification du gène (NCBI):

22879

Nom complet:

MON1 homolog B (yeast)

MW calculé

547 aa, 59 kDa

MW observés:

59 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules K-562

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal | Application |
|-------------|-----------|----------|-------------|
| Ximing Shao | 26987402 | Cell Res | WB,IF |

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17638-1-AP (MON1B antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of MON1B antibody (17638-1-AP; 1:3000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-MON1B transfected HeLa cells.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using MON1B antibody (17638-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite@488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).