

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ENPEP



Numéro de catalogue: 17655-1-AP

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

17655-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 207 µg/ml by Nanodrop and 207 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11903

Numéro d'acquisition GenBank:

BC094770

Identification du gène (NCBI):

2028

Nom complet:

glutamyl aminopeptidase (aminopeptidase A)

MW calculé

957 aa, 109 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IF 1:10-1:100

## Applications

Applications testées:

FC, IF, ELISA

Demandes citées:

FC, IF

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

IF : cellules HepG2,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Taha A Jan	34260939	Cell Rep	IF
Tae Jin Lee	19743427	Small	FC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using ENPEP antibody 17655-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).



1X10<sup>6</sup> HepG2 cells were stained with 0.2ug ENPEP antibody (17655-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1000.