

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RANBP6



Numéro de catalogue: 17656-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17656-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 140 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11906

Numéro d'acquisition GenBank:

BC098406

Identification du gène (NCBI):

26953

Nom complet:

RAN binding protein 6

MW calculé

1105 aa, 125 kDa

MW observés:

125 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:8000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules NIH/3T3, tissu de muscle squelettique de souris, tissu testiculaire de rat, tissu testiculaire de souris

IF : cellules HEK-293,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17656-1-AP (RANBP6 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HEK-293 cells using 17656-1-AP (RANBP6 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).