

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HNRNPH3



Numéro de catalogue: 17674-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17674-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11611

Numéro d'acquisition GenBank:

BC039824

Identification du gène (NCBI):

3189

Nom complet:

heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H3 (2H9)

MW calculé

331 aa, 35 kDa

MW observés:

35 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:12000

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules K-562, cellules PC-3, tissu testiculaire de souris

IF : cellules PC-3,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Kyoung-In Cho	28100513	Dis Model Mech	WB,IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17674-1-AP (HNRNP3 antibody) at dilution of 1:6000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of PC-3 cells using 17674-1-AP (HNRNP3 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).