

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SNRNP35



Numéro de catalogue: 17698-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	17698-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	BC054034	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul , Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	11066	Dilutions recommandées:	WB 1:1000-1:4000
Hôte:	Lapin	Nom complet:	small nuclear ribonucleoprotein 35kDa (U11/U12)		
Isotype:	IgG	MW calculé	246 aa, 29 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG11954	MW observés:	32 kDa		

Applications

Applications testées:	WB, ELISA	Contrôles positifs:	WB : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce:	Humain, rat, souris		

Informations générales

SNRNP35 is a homolog of the U1-snRNP binding protein. The N-terminal half contains a RNA recognition motif and the C-terminal half is rich in Arg/Asp and Arg/Glu dipeptides, which is a characteristic of a variety of splicing factors.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17698-1-AP (SNRNP35 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.