

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UBE2J2



Numéro de catalogue: 17713-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17713-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 413 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12039

Numéro d'acquisition GenBank:

BC094777

Identification du gène (NCBI):

118424

Nom complet:

ubiquitin-conjugating enzyme E2, J2 (UBC6 homolog, yeast)

MW calculé

259 aa, 29 kDa

MW observés:

29 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Sandra Stefanovic-Barrett	29519897	EMBO Rep	WB
Cong Jiang	36528027	Mol Cell	WB
Melissa A Roberts	37494933	Dev Cell	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17713-1-AP (UBE2J2 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.