

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ULBP1



Numéro de catalogue: 17715-1-AP

7 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17715-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12079

Numéro d'acquisition GenBank:

BC035416

Identification du gène (NCBI):

80329

Nom complet:

UL16 binding protein 1

MW calculé

244 aa, 28 kDa

MW observés:

28 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules Jurkat

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jiahui Zhang	30268986	Mol Immunol	WB,IF
Madison N Temples	33463353	ACS Biomater Sci Eng	IF
Charlotte Flüh	29356965	Histochem Cell Biol	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17715-1-AP (ULBP1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.