

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-METTL4



Numéro de catalogue: 17718-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17718-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC111020

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 253 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

64863

Nom complet:

methyltransferase like 4

Hôte:

Lapin

MW calculé

472 aa, 54 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12093

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Informations générales

Methyltransferase like protein 4 (METTL4) is a internal m6Am methyltransferase, which mediates N6-methylation of Am30 on U2 snRNA in the context of an AAG motif in vivo and in vitro. METTL4 belongs to the MT-A70-like family, and like its paralogs METTL3/14, METTL4 is conserved from yeast to human.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xixi Tao	35781818	EMBO J	WB
Zhongmin Yang	33948366	Am J Cancer Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

