

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CPSF2



Numéro de catalogue: 17739-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17739-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 307 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11950

Numéro d'acquisition GenBank:

BC070095

Identification du gène (NCBI):

53981

Nom complet:

cleavage and polyadenylation specific factor 2, 100kDa

MW calculé

782 aa, 88 kDa

MW observés:

100 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, tissu cérébral de souris, tissu cérébral humain

IP : cellules HeLa,

IHC : tissu cérébral humain,

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Geneva R LaForce	35139363	Neuron	CoIP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17739-1-AP (CPSF2 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 17739-1-AP (CPSF2 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 17739-1-AP (CPSF2 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



IP Result of anti-CPSF2 (IP:17739-1-AP, 4ug; Detection:17739-1-AP 1:1000) with HeLa cells lysate 4000ug.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 17739-1-AP (CPSF2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).