

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-NFE2L3



Numéro de catalogue: 17745-1-AP

2 Publications

## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 17745-1-AP	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC068455	<b>Méthode de purification:</b> Purification par affinité contre l'antigène
<b>Taille:</b> 150ul, Concentration: 850 µg/ml by Nanodrop and 453 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 9603	<b>Dilutions recommandées:</b> WB 1:500-1:1000 IF 1:50-1:500
<b>Hôte:</b> Lapin	<b>Nom complet:</b> nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 3	
<b>Isotype:</b> IgG	<b>MW calculé:</b> 694 aa, 76 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG12005	<b>MW observés:</b> 76 kDa	

## Applications

<b>Applications testées:</b> IF, WB, ELISA	<b>Contrôles positifs:</b> WB : tissu placentaire humain, IF : cellules HepG2,
<b>Demandes citées:</b> WB	
<b>Spécificité de l'espèce:</b> Humain	
<b>Espèces citées:</b> Humain	

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Guohong Huang	34966429	J Oncol	WB
Tingting Chen	36108571	Comput Methods Programs Biomed	WB

## Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17745-1-AP (NFE2L3 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using 17745-1-AP (NFE2L3 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).