

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CDYL



Numéro de catalogue: 17763-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
17763-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 240 µg/ml by Nanodrop and 187 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG12143

Numéro d'acquisition GenBank:
BC108725

Identification du gène (NCBI):
9425

Nom complet:
chromodomain protein, Y-like

MW calculé
544 aa, 61 kDa

MW observés:
66 kDa, 60 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:1000-1:6000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB
IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules PC-3, cellules MCF-7, tissu testiculaire de souris

IP : cellules MCF-7,

IHC : tissu de cancer du sein humain, tissu de cancer du poumon humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yinchuan Li	33175103	Endocrinology	IHC
Xiao-Feng Chen	35812135	Drug Des Devel Ther	WB
Zhao-Wei Sun	35119221	Adv Sci (Weinh)	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




PC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17763-1-AP (CDYL antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-CDYL (IP:17763-1-AP, 4ug; Detection:17763-1-AP 1:1000) with MCF-7 cells lysate 3600 ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 17763-1-AP (CDYL antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 17763-1-AP (CDYL antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).