

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ORC6



Numéro de catalogue: 17784-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17784-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11769

Numéro d'acquisition GenBank:

BC063565

Identification du gène (NCBI):

23594

Nom complet:

origin recognition complex, subunit 6 like (yeast)

MW calculé

252 aa, 28 kDa

MW observés:

28 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules MCF-7, tissu splénique de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Rui Mao	33188157	Aging (Albany NY)	WB, IHC
Lifei Fan	28467790	Oncotarget	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17784-1-AP (ORC6 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.