

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Jagged1



Numéro de catalogue: 17791-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17791-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11891

Numéro d'acquisition GenBank:

BC098393

Identification du gène (NCBI):

182

Nom complet:

jagged 1 (Alagille syndrome)

MW calculé

1218 aa, 134 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

JAG1, also named as JAGL1, CD339 and Jagged1, is a ligand for multiple Notch receptors and involved in the mediation of Notch signaling. It may be involved in cell-fate decisions during hematopoiesis. JAG1 seems to be involved in early and late stages of mammalian cardiovascular development. It inhibits myoblast differentiation. JAG1 enhances fibroblast growth factor-induced angiogenesis. JAG1 signalling through notch 1 has also been shown to play a role in hematopoiesis.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

