

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GORAB



Numéro de catalogue: 17798-1-AP

Phare

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17798-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 313 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12002

Numéro d'acquisition GenBank:

BC064945

Identification du gène (NCBI):

92344

Nom complet:

golgin, RAB6-interacting

MW calculé

264aa, 28 kDa; 394aa, 45 kDa

MW observés:

45-50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:5000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules K-562, tissu pulmonaire de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ying Liu	26967474	J Invest Dermatol	WB,IF
Maryam Arab	36512212	Methods Mol Biol	IF
Ying Liu	32067289	FASEB J	WB,IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17798-1-AP (GORAB antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.