

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FBXO3



Numéro de catalogue: 17803-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
17803-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 450 µg/ml by
Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG12071

Numéro d'acquisition GenBank:
BC046110

Identification du gène (NCBI):
26273

Nom complet:
F-box protein 3

MW calculé
471 aa, 55 kDa

MW observés:
48-50 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17803-1-AP (FBXO3 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.