

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MMP16



Numéro de catalogue: 17839-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17839-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 193 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12186

Numéro d'acquisition GenBank:

BC075005

Identification du gène (NCBI):

4325

Nom complet:

matrix metalloproteinase 16 (membrane-inserted)

MW calculé

607 aa, 70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, poisson-zèbre, rat, souris

Informations générales

MMP16(Matrix metalloproteinase-16) is also named as MMPX2,MT3-MMP.It is an endopeptidase that degrades various components of the extracellular matrix, such as collagen type III and fibronectin.Northern blotting shows MMP16 is expressed as a 12-kb transcript in brain, placenta, heart, and some carcinoma cell lines, but is not detectably expressed in lung, kidney, liver, spleen, and muscle(PMID:7559440).And MMP16 is encountered in endothelial cells of proliferative endometrium in vivo(PMID:15531549).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

