

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TNFSF8



Numéro de catalogue: 17852-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 17852-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC093630	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 944	Dilutions recommandées: IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 8	
Isotype: IgG	MW calculé: 234 aa, 26 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG12303	MW observés: 35-40 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, ELISA	Contrôles positifs: IHC : tissu de cancer du foie humain,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

TNFSF8, also named as CD30LG and CD153, is a member of the tumor necrosis factor (TNF) receptor superfamily, is a surface antigen used as a clinical marker for Hodgkin lymphoma and related hematologic malignancies. It induces proliferation of T-cells. CD30L enhanced the proliferation of CD3-activated T cells, but induced differential responses, including cell death, in several CD30-positive lymphoma-derived cell lines. For Glycosylation, the MW in WB detection is about 35-40 kDa.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 17852-1-AP (TNFSF8 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 17852-1-AP (TNFSF8 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).