

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-AP1G2



Numéro de catalogue: 17907-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17907-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12300

Numéro d'acquisition GenBank:

BC051833

Identification du gène (NCBI):

8906

Nom complet:

adaptor-related protein complex 1, gamma 2 subunit

MW calculé

640 aa, 71 kDa

MW observés:

87 kDa, 67 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules THP-1, cellules MCF-7, tissu cérébral de souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



THP-1 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17907-1-AP (AP1G2 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.