

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SPRY3



Numéro de catalogue: 17932-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17932-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 353 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12364

Numéro d'acquisition GenBank:

BC074973

Identification du gène (NCBI):

10251

Nom complet:

sprouty homolog 3 (Drosophila)

MW calculé

288 aa, 31 kDa

MW observés:

31-33 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules RAW 264.7, cellules RAW264.7

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



RAW264.7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17932-1-AP (SPRY3 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.