

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-AMELY



Numéro de catalogue: 17933-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17933-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12365

Numéro d'acquisition GenBank:

BC074976

Identification du gène (NCBI):

266

Nom complet:

amelogenin, Y-linked

MW calculé

192 aa, 22 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

AMELY gene was well-conserved in mammalian evolution, and homologous to AMELX on the X chromosome. AMELY plays a role in biomineralization, may regulate the formation of crystallites during the secretory stage of tooth enamel development. It was thought to play a major role in the structural organization and mineralization of developing enamel.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

