

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FUT1



Numéro de catalogue: 17956-1-AP

Phare

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17956-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12450

Numéro d'acquisition GenBank:

BC074732

Identification du gène (NCBI):

2523

Nom complet:

fucosyltransferase 1 (galactoside 2-alpha-L-fucosyltransferase, H blood group)

MW calculé

365 aa, 41 kDa

MW observés:

41 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, tissu hépatique de souris

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Kaifeng Mao	36367925	Transplantation	WB
Yu Yang	31201143	EBioMedicine	WB, IHC, IF
Faisal Aziz	25527419	J Cancer Res Clin Oncol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17956-1-AP (FUT1 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17956-1-AP (FUT1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.