

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PPAP2A



Numéro de catalogue: 17967-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
17967-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 500 µg/ml by
Nanodrop and 213 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG11615

Numéro d'acquisition GenBank:
BC039847

Identification du gène (NCBI):
8611

Nom complet:
phosphatidic acid phosphatase type
2A

MW calculé
284 aa, 32 kDa

MW observés:
30-36 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000
for WB

Applications

Applications testées:
IP, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

IP: cellules LNCaP,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



IP result of anti-PPAP2A (IP:17967-1-AP, 4ug;
Detection:17967-1-AP 1:300) with LNCaP cells
lysate 2440 ug.