

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-RRM2B,p53R2



Numéro de catalogue:18005-1-AP

Phare

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

18005-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12499

Numéro d'acquisition GenBank:

BC108261

Identification du gène (NCBI):

50484

Nom complet:

ribonucleotide reductase M2 B (TP53 inducible)

MW calculé

351 aa, 41 kDa

MW observés:

42 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules HeLa, cellules MDA-MB-453s, cellules PC-3

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Fangfang Zhang	31813799	Mol Ther	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18005-1-AP (RRM2B,p53R2 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.