

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-PLAG1



Numéro de catalogue: 18018-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
18018-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 400 µg/ml by  
Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG12566

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC075047

Identification du gène (NCBI):  
5324

Nom complet:  
pleiomorphic adenoma gene 1

MW calculé  
500 aa, 56 kDa

MW observés:  
56 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:200-1:1000  
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000  
for WB  
IF 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:  
IF, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules HepG2

IP : cellules HepG2,

IF : cellules HepG2,

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**


## Données de validation sélectionnées



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18018-1-AP (PLAG1 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-PLAG1 (IP:18018-1-AP, 4ug; Detection:18018-1-AP 1:300) with HepG2 cells lysate 2400ug.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HepG2 cells using 18018-1-AP (PLAG1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).