

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-CYP7A1



Numéro de catalogue: 18054-1-AP

9 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

18054-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 207 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12572

Numéro d'acquisition GenBank:

BC101777

Identification du gène (NCBI):

1581

Nom complet:

cytochrome P450, family 7, subfamily A, polypeptide 1

MW calculé

504 aa, 58 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

## Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris, Hamster

## Informations générales

### Publications notables

| Autrice          | Pubmed ID | Journal                    | Application |
|------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Disi Bai         | 29722875  | Toxicol Sci                | WB          |
| Shinkichi Kosaka | 35367370  | J Steroid Biochem Mol Biol | IHC         |
| Yao Jiang        | 29922118  | Food Nutr Res              | WB          |

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

