

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CENPP



Numéro de catalogue: 18096-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

18096-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC071726

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 320 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

401541

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

centromere protein P

MW calculé

288 aa, 33 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

33 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG11865

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules HEK-293T

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18096-1-AP (CENPP antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.