

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-B3GNT3



Numéro de catalogue: 18098-1-AP

6 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

18098-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 740 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12061

Numéro d'acquisition GenBank:

BC066876

Identification du gène (NCBI):

10331

Nom complet:

UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 3

MW calculé

372 aa, 43 kDa

MW observés:

43 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules SH-SY5Y, tissu pulmonaire de souris

IHC : tissu de côlon humain,

Informations générales

Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal | Application |
|--------------|-----------|------------------------|-------------|
| Xuefeng Leng | 33718036 | Transl Lung Cancer Res | IHC |
| Liuwei Gao | 29483137 | J Clin Pathol | WB,IHC |
| Kaiwen Kong | 33552277 | Oncol Lett | IHC |

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18098-1-AP (B3GNT3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon using 18098-1-AP (B3GNT3 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).