

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TNFSF9



Numéro de catalogue: 18140-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

18140-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12768

Numéro d'acquisition GenBank:

BC104805

Identification du gène (NCBI):

8744

Nom complet:

tumor necrosis factor (ligand)

superfamily, member 9

MW calculé

254 aa, 27 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

TNFSF9, also named as 4-1BBL, belongs to the tumor necrosis factor family. It is a cytokine that binds to TNFRSF9. TNFSF9 induces the proliferation of activated peripheral blood T-cells. It may have a role in activation-induced cell death (AICD) and may play a role in cognate interactions between T-cells and B-cells/macrophages.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

