

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Gastrin



Numéro de catalogue: 18143-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
18143-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 550 µg/ml by
Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG12795

Numéro d'acquisition GenBank:
BC069724

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:
gastrin

MW calculé
101 aa, 11 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu d'estomac humain,

Informations générales

Gastrin is a hormone produced primarily by G-cells in the stomach, where it functions to stimulate acid secretion by gastric parietal cells. Gastrin is a promiscuous hormone. Thus, the gastrin gene is expressed in common cancers such as bronchogenic, colorectal, ovarian and pancreatic carcinomas.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach tissue slide using 18143-1-AP (Gastrin antibody at dilution of 1:200) (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach tissue slide using 18143-1-AP (Gastrin antibody at dilution of 1:200) (under 40x lens).