

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-FGF5



Numéro de catalogue: 18171-1-AP

Phare

12 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

18171-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12824

Numéro d'acquisition GenBank:

BC074858

Identification du gène (NCBI):

2250

Nom complet:

fibroblast growth factor 5

MW calculé

268 aa, 30 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Chèvre, Humain, Lapin, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

IHC : tissu d'estomac humain, tissu de mélanome malin humain, tissu placentaire humain

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Shengyu Cui	36368152	Biochem Biophys Res Commun	IHC
T Wang	26535691	Genet Mol Res	IHC
Yuhua Li	36244113	Biochem Biophys Res Commun	IF,IHC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquoteur n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach tissue slide using 18171-1-AP (FGF5 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach tissue slide using 18171-1-AP (FGF5 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).