

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-PAGE1



Numéro de catalogue: 18225-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
18225-1-AP

Taille:  
150ul

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG13037

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC004861

Identification du gène (NCBI):  
8712

Nom complet:  
P antigen family, member 1 (prostate associated)

MW calculé  
16 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

