

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Plakophilin 3



Numéro de catalogue: 18338-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
18338-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG13062

Numéro d'acquisition GenBank:
BC000081

Identification du gène (NCBI):
11187

Nom complet:
plakophilin 3

MW calculé:
87 kDa

MW observés:
87 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:3000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB
IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
rat

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562, cellules A549, cellules HeLa, cellules MCF-7

IP : cellules A549,

IHC : tissu cutané humain, tissu de côlon humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yuan Li	37420272	J Ovarian Res	WB, IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18338-1-AP (Plakophilin 3 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-Plakophilin 3 (IP:18338-1-AP, 4ug; Detection:18338-1-AP 1:600) with A549 cells lysate 1000ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin tissue slide using 18338-1-AP (Plakophilin 3 antibody at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin tissue slide using 18338-1-AP (Plakophilin 3 antibody at dilution of 1:200 (under 40x lens).