

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NME4



Numéro de catalogue: 18348-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

18348-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG13162

Numéro d'acquisition GenBank:

BC004880

Identification du gène (NCBI):

4833

Nom complet:

non-metastatic cells 4, protein expressed in

MW calculé

21 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Lu Huang	25463732	Environ Pollut	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

