

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-CACNG1



Numéro de catalogue: 18389-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

18389-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12918

Numéro d'acquisition GenBank:

BC069493

Identification du gène (NCBI):

786

Nom complet:

calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 1

MW calculé

222 aa, 25 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

## Applications

Applications testées:

IF, IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

IHC : tissu de cancer du foie humain,

IF : cellules SH-SY5Y,

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of SH-SY5Y cells using 18389-1-AP (CACNG1 antibody) at dilution of 1:25 and Rhodamine-Goat anti-Rabbit IgG.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 18389-1-AP (CACNG1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 18389-1-AP (CACNG1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).