

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GATA3



Numéro de catalogue: 18393-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
18393-1-AP

Taille:
150ul

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG13089

Numéro d'acquisition GenBank:
BC006793

Identification du gène (NCBI):
2625

Nom complet:
GATA binding protein 3

MW calculé
443 aa, 48 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

GATA3 is a transcriptional factor that binds to the enhancer elements of all 4 T-cell antigen receptor genes. GATA3 is highly expressed in naive, freshly activated cells and Th2 lineage cells and thought to be necessary and sufficient for Th2 cytokine gene expression. GATA3 and TBET interfere with each other to regulate gene expression. This is a rabbit polyclonal antibody raised against part of C-terminus of human GATA3.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

