

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Nicalin



Numéro de catalogue: 18444-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

18444-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG13318

Numéro d'acquisition GenBank:

BC010064

Identification du gène (NCBI):

56926

Nom complet:

nicalin homolog (zebrafish)

MW calculé

63 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules SKOV-3,

IF : cellules SKOV-3,

Informations générales

Nicalin, also named as NCLN, is distantly related to Nicastrin, a component of the Alzheimer's disease-associated γ -secretase, and forms a complex with Nomo. It also forms a complex with NOMO2 and TMEM147.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

