

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Endoglin/CD105



Numéro de catalogue: 18471-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
18471-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 300 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG13335

Numéro d'acquisition GenBank:
BC014271

Identification du gène (NCBI):
2022

Nom complet:
endoglin

MW calculé
71 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

Endoglin (ENG, CD105) is a homodimeric cell membrane glycoprotein of 180 kDa, composed of disulphide-linked subunits of 95 kDa. Endoglin is a proliferation-associated and hypoxia-inducible protein mainly expressed on vascular endothelial cells. It acts as an accessory receptor for transforming growth factor beta (TGF-β) and is involved in vascular development and remodelling. The important role of Endoglin in angiogenesis and in tumor progression makes it an ideal target for antiangiogenic therapy and a good marker for tumor prognosis. (PMID: 1326540; 14528280; 21737653; 12773481)

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

