

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RAB9B-Specific



Numéro de catalogue: 18720-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

18720-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

BC093756

Identification du gène (NCBI):

51209

Nom complet:

RAB9B, member RAS oncogene family

MW calculé

23 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

RAB9B, also named as RAB9L, is involved in the transport of proteins between the endosomes and the trans Golgi network. RAB9B belongs to the Ras-related superfamily of guanine nucleotide binding proteins, which includes the Ral/Rec, Rap, R-Ras, and Rho/Rab subfamilies. The antibody is specific to RAB9B.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

