

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HOXB3



Numéro de catalogue: 18733-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

18733-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_002146

Identification du gène (NCBI):

3213

Nom complet:

homeobox B3

MW calculé

44 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

HOXB3, also named as HOX2G, belongs to the Antp homeobox family. HOXB3 is sequence-specific transcription factor which is part of a developmental regulatory system that provides cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis. HOXB3 plays a role in the proliferation and differentiation of both early myeloid and lymphoid developmental pathways.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

