

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PROP1



Numéro de catalogue: 18739-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

18739-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

BC069076

Identification du gène (NCBI):

5626

Nom complet:

PROP paired-like homeobox 1

MW calculé

25 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

PROP1 belongs to the paired homeobox family. It contains one homeobox DNA-binding domain. PROP1 is possibly involved in the ontogenesis of pituitary gonadotropes, as well as somatotropes, lactotropes and caudomedial thyrotropes. It is expressed specifically in embryonic pituitary. Mutation of PROP1 will cause combined pituitary hormone deficiency (CPHD) which is characterized by impaired production of growth hormone (GH) and one or more of the other five anterior pituitary hormones.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

