

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-WNT8A



Numéro de catalogue: 18740-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
18740-1-AP

Taille:
150ul

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
BC156844

Identification du gène (NCBI):
7478

Nom complet:
wingless-type MMTV integration site
family, member 8A

MW calculé
39 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Informations générales

WNT8A, also named as WNT8D, belongs to the Wnt family of secreted signaling proteins. It is a ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. These have been implicated in oncogenesis and in several developmental processes, including regulation of cell fate and patterning during embryogenesis. WNT8A may play an important role in the development and differentiation of certain forebrain structures, notably the hippocampus.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

