

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ABCA8



Numéro de catalogue: 18741-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
18741-1-AP

Taille:  
150ul

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:  
bc130280

Identification du gène (NCBI):  
10351

Nom complet:  
ATP-binding cassette, sub-family A  
(ABC1), member 8

MW calculé  
1581 aa, 179 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain

## Informations générales

ABCA8 belongs to the ATP binding cassette (ABC) transporter family and it is a member of the ABC1 subfamily. ABC proteins transport various molecules across extra and intracellular membranes. The function of ABCA8 has not yet been determined.

## Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

